


Cod: 1710 HYDRATION TEST

- Supporto in carta 250 g/sq.m
- formato cm 13 x 9,5
- angoli tagliati al vivo
- stampa 4 + 2 colori
- con 2 patch per determinare il livello di idratazione della pelle

- Paper support 250 g/sq.m
- size cm 13 x 9,5
- square corners
- 4 + 2 colour printing
- with 2 patches to determine hydration level



ISTRUZIONI D'USO

Premere e fare aderire il tester sulla pelle per 3 secondi. Rimuovere il tester e confrontare il risultato con la scala di riferimento per determinare il livello di idratazione della pelle.

DIRECTIONS FOR USE

Press and let the tester adhere onto the skin for 3 seconds. Remove the tester and compare the result with the reference scale to determine your skin hydration level.

LIVELLO DI IDRATAZIONE - HYDRATION LEVEL




buono
good

medio
medium

scarso
poor

International Products & Services srl

Via Civesio, 6 - 20097 San Donato Milanese - Milano (Italy)
Phone +39.025279641 (4 lines a.r.) - Fax +39.025230773



International Products & Services srl

Via Civesio, 6 - 20097 San Donato Milanese - Milano (Italy)

Phone +39.025279641 (4 lines a.r.) - Fax +39.025230773

Email: info@ips-srl.it - Web site: www.ips-srl.com

*Questo prodotto può essere realizzato su misura e modificato in ogni suo elemento.
I campioni forniti possono avere caratteristiche diverse da quelle indicate.*

*This product can be tailor-made, produced on different supports and modified in all its elements.
The samples supplied can have different features.*

*Cet article peut être réalisé sur mesure, sur des supports différents, et tous ses éléments peuvent être modifiés.
Les échantillons fournis peuvent présenter des caractéristiques différentes.*

*Este producto puede ser fabricado a su medida, hecho en diferentes materiales y modificar todos sus elementos.
La muestra que se suministra puede tener características diferentes.*